

TROUSSE EMERGENCY PERSONAL TRAUMA PACK



L'EPTP est conditionnée dans une trousse en néoprène avec un mousqueton permettant de la suspendre à un crochet, le passant d'une ceinture ou sur un sac. La trousse EPTP contient tous les éléments essentiels pour le traitement en urgence de blessures :

- Une bande de gaze PriMed pour couvrir la blessure
- Un mini pansement compressif H&H pour arrêter le saignement et protéger la blessure
- Un pansement hydrogel ClearCool™ pour les brûlures ou un pansement Water-Jel à base d'eau
- Une protection pour effectuer une réanimation cardiorespiratoire
- Une couverture hypothermique d'urgence pour protéger le blessé du froid ou le traiter s'il est choqué
- Un rouleau de ruban adhésif Combat Medic pour maintenir le pansement en place
- Une paire de gants en nitrile pour traiter les blessures
- Un kit de pansements Enhanced Bandage Pack contenant des pansements de différentes tailles (petits, larges)

L'EPTP peut être glissé dans un sac ou accroché à un mur. Dans les lieux publics on peut la mettre dans les coffrets muraux pour défibrillateurs et extincteurs.

Bâtiment Le Diaph - 13 rue François Le Toullec - 56100 Lorient

Tél : +33 (0)2 97 80 10 40 - www.pc-equipment.fr

