

# BOUGIE CRIC



Quand vous pratiquez une cricothyrotomie d'urgence, il est important de bien placer la voie aérienne pour que cette procédure se passe bien. Cela peut être accompli en utilisant un introducteur pour canule, également appelé "bougie". Toutefois la majorité de ces dispositifs sont très longs (70 cm) et sont rangés dans des étuis rigides, ce qui n'est pas très pratique en cas de traumatismes.

H&H a la solution. La bougie Cric Bougie est spécialement conçue pour aider au placement des voies aériennes pendant les cricothyrotomies. La bougie Cric a été réduite de moitié et mesure 35 cm. C'est un stylet trachéal utilisé pour introduire une voie aérienne tout en pratiquant une cricothyrotomie chirurgicale. Cet outil stérile est emballé dans un sachet hermétique et est destiné à un usage unique. Il peut être glissé dans votre trousse médicale sans problème.

## Description

- H&H Cric Bougie
- Référence No. HHCB01
- NSN à venir
- Dimensions : 35.5 x 4 x 0.6 cm
- Poids : 7 g

Tél : +33 (0)6 78 01 77 44 - [www.pc-equipment.fr](http://www.pc-equipment.fr)

