

Garrot à Treuil RTK



Les garrots à treuil sont maintenant un équipement standard dans les kits pour Trauma. Ils ont fait leurs preuves aussi bien en secourisme de combat que dans le civil. En fait utiliser un garrot à treuil sur une hémorragie sérieuse peut permettre de sauver la vie d'un patient. Malheureusement certains de ces garrots à treuil sont soit trop compliqués à utiliser, soit trop onéreux.

Notre partenaire H&H est ravi de présenter le RTK. Le RTK utilise le même design breveté que le garrot Met Gen III. Le RTK est facile à mettre en place et efficace. Fabriqué à partir de matériaux extrêmement résistants comme l'aluminium de qualité aéronautique et de nylon de qualité supérieure. Avec le RTK vous pourrez arrêter des saignements importants.

Livré dans un emballage hermétique avec des instructions, le RTK est prêt à l'emploi. Il suffit simplement d'enrouler le garrot autour d'un membre, de resserrer la sangle et de rembobiner le treuil jusqu'à ce que le saignement ralentisse. Puis utilisez les deux lanières rouges pour maintenir le treuil en place.

CARACTERISTIQUES :

- Dimensions : 16,5 x 8,2 x 3,8 cm
- Poids : 453 g

Tél : +33 (0)6 78 01 77 44 - www.pc-equipment.fr

