

MSEB-W/HAR: Nacelle d'Évacuation MedSled® avec Harnais

La nacelle d'évacuation MedSled® avec harnais peut être utilisée pour évacuer les bébés hospitalisés en néonatalogie ou dans les unités de soins intensifs. Le harnais s'enfile par-dessus les épaules et permet à l'utilisateur d'avoir les mains libres. La nacelle ne requière aucun montage et est immédiatement prête à l'emploi.

Informations supplémentaires

- ➔ Dimensions : 61 (L) x 33 (l) x 17,8 (H) cm
- ➔ Poids : 2,7 kg
- ➔ MSEB-W/HAR



Avantages

- ➔ Utilisation pour l'évacuation de bébés à haut risque (néonatalogie, soins intensifs)
- ➔ Sécurisée, permet de garder les mains libres
- ➔ Permet de ventiler le petit patient et de lui apporter des soins médicaux
- ➔ Peut contenir des poches à perfusion et des équipements critiques
- ➔ La nacelle se replie pour faciliter le stockage

Tél : +33 (0)6 78 01 77 44 - www.pc-equipment.fr